

## 【症例紹介】

- [ 症 例 ] CAD/CAM 冠左上 4 番
- [ 患者様の要望 ] 比較的に見える所なので可能なら白い歯にしたい。
- [ 選 択 理 由 ] 自費の選択肢も踏まえつつ、まずは保険でどの程度まで白く出来るか見てみたい。
- [ 患者様の感想 ] 保険の土台（ファイバーコア）から白い物で作っていただいたので見た目も十分。とても満足しています。



## 【精度の高い石膏模型のワンポイントアドバイス】

口腔内から撤去した印象材表面は唾液や血液などが付着しており、それらは模型の表面を荒らしてしまい、ひどい場合は本来の形態を失うほどになり、技工物の適合精度に影響が出てしまいます。石膏注入前に水洗いをし、印象材表面が乾燥しない程度に水分を残しつつ、水たまりの無い状態で石膏注入をしていただくことが精度の高い模型を作るコツです。

また、印象体から外した石膏模型にちぎれた寒天印象材などが付着している場合は、印象材が乾燥する前に剥がさなければ模型の表面荒れに繋がってしまい、こちらも技工物の適合精度に影響が出てしまいます。石膏模型に残っている寒天印象材は水分を含んでいればエアで簡単に除去できますが、乾燥してしまった場合は、石膏模型を水に付けた後にエアを吹き付ければ除去できます。

ラボサイドへ渡るところには石膏模型に血液の跡や、寒天などが付着していない状態がベストです。



模型を預かるまで寒天を放置されていた作業模型。  
乾燥がすすむと寒天も硬くなり模型が荒れてしまう。



時間が経ち寒天を剥がすと表面が荒れてしまう。変色している部分が荒れた面。血液等も荒れの原因となる。

## 【振込先変更のご案内】

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
このたび弊社銀行口座が変更となりましたのご案内申し上げます。  
平成 28 年 7 月ご請求分より下記宛にお振込下さいますようお願い申し上げます。

**新口座** 八十二銀行(0143) 村井支店(416) 普通口座 487645

なお、ご不明な点が御座いましたら弊社経理部までお問い合わせください。  
株式会社ワイドデンタル 経理部 0263-86-0208

