

## 大白歯 CAD / CAM 冠・取扱ブロック紹介

大白歯のCAD/CAM冠が好評です！当社でも各種ブロック取り揃えておりますので、特徴などご紹介させていただきます。



### GC セラスマート 300

特徴：「FSCテクノロジー」をさらに最適化させたことで、より高い物性を実現。従来自社製品よりも吸水しにくいため着色しにくく審美性が保たれます。  
色調 A2、A3、A3.5 曲げ強度 265MPa



### クラレノリタケ カタナアベンシアPブロック

特徴：独自の製造法により、特性の異なる数種類のフィラーを高密度に配合。優れた曲げ強度に加えて高い曲げ弾性率（18GPa）を有することで、大白歯における咬合圧に対してもたわみにくい特性が期待されます。  
色調 A2、A3、A3.5 曲げ強度 266MPa



### 山本貴金属 KZR-CAD HR3 ガンマシーター

特徴：唯一、フッ素徐放性を兼ね備えたブロックであり二次カリエスの予防に期待のもてる製品です。  
色調 A2、A3、A3.5 曲げ強度 270MPa



先生方より「脱離が心配で・・・」との声をお聞きします。歯冠長が短く、支台の長さが十分に取れないケースでは頬舌側に2mm幅のスリット形成を入れて頂く事により維持がとれ、脱離防止に期待できます。歯冠長が短いケースでは是非お試しください。

## スタッフ様向けセミナーのご案内

講師は、**土屋和子様**が代表を努める株式会社スマイル・ケアよりお招き致します。内容は下記を予定しております。

『知らなきゃまずい!! 今どきの歯周治療&メンテナンス』

- ・歯周病の病因論はこう変わってきた
- ・レッドコンプレックスとPg菌を理解しよう
- ・最速に結果を出す超音波スケーリング
- ・注目のパウダーメンテナンス

日時 2018年11月3日(土) 13:00~17:00

会場 松本市駅前会館 3F デンタルホール (駐車場がありませんので、公共交通機関か、近隣のコインパーキングをご利用ください。)

受講料 1,000円を予定しております。

定員 100名 (先着順です。定員になり次第、締め切りとさせていただきます。)

衛生士さんの日々の仕事内容に関連した内容となっておりますこと満足いただけると思います。まだ少し先の予定ですが、是非とも参加ご検討いただけたらと思います！

編集者 中村

